

Пинцет Медин-Урал для капсулорексиса M375.104T (St)

ФСР 2009/04976



для раскалывания ядра хрусталика, изогнутый, остроконечный / с зубчиками, длина 120 мм, с рифлением

Медин-Урал ООО, Россия

Характеристики

Назначение	для раскалывания ядра хрусталика
Тип	изогнутый
Форма	остроконечный / с зубчиками
Длина	120 мм
Материал	нержавеющая сталь
С рифлением	Да

Дополнительные характеристики

Пинцет для капсулорексиса M375.104T (St):

- шарнирного типа, с зубчиками;
- бранши круглые, диаметр 8 мм;
- покрытие кончиков - карбид вольфрама;
- деликатные заостренные кончики длиной 11 мм;
- длина общая 120 мм.

Материал: нержавеющая сталь.