

Пинцет Медин-Урал фиксационный атравматичный М328

ФСР 2009/04976

для фиксации / хирургический, прямой, длина 80 мм

Медин-Урал ООО, Россия



Характеристики

Назначение	для фиксации / хирургический
Тип	прямой
Длина	80 мм

Дополнительные характеристики

ПИНЦЕТ ФИКСАЦИОННЫЙ
ХИРУРГИЧЕСКИЙ
АТРАВМАТИЧНЫЙ
FIXATION FORCEPS

длина общая 80 мм
ширина губок 2,5 мм