

Пинцет Медин-Урал фиксационный M358.02T-M358.2.4T

ФСР 2009/04976

для фиксации / хирургический, изогнутый, с
зубчиками, длина 100 мм, с рифлением

Медин-Урал ООО, Россия



Характеристики

Назначение	для фиксации / хирургический
Тип	изогнутый
Форма	с зубчиками
Длина	100 мм
Материал	нержавеющая сталь
С рифлением	Да

Дополнительные характеристики

ПИНЦЕТ ФИКСАЦИОННЫЙ
DRESSING FORCEPS WITH SERRATIONS



анатомический, с насечкой
бранши плоские
длина рифления 12 мм
ширина бранш 8 мм
длина общая 100 мм