


Пинцет Медин-Урал фиксационный прямой M358T-M358.3T

ФСР 2009/04976

для фиксации / хирургический, прямой, длина 100 мм,
с рифлением

Медин-Урал ООО, Россия



Характеристики

Назначение	для фиксации / хирургический
Тип	прямой
Длина	100 мм
Материал	нержавеющая сталь
С рифлением	Да

Дополнительные характеристики

Пинцет фиксационный M358T-M358.3T

- анатомический, прямой;
- бранши плоские;
- длина рифления 12 мм;
- ширина бранш 8 мм;
- длина общая 100 мм.