

Пинцет Медин-Урал фиксационный склеральный М347Т (М347)

ФСР 2009/04976

для фиксации / склеральный, прямой, остроконечный,
длина 70 мм

Медин-Урал ООО, Россия



Характеристики

Назначение	для фиксации / склеральный
Тип	прямой
Форма	остроконечный
Длина	70 мм
Высота зуба	0.7 мм

Дополнительные характеристики

Пинцет фиксационный склеральный М347Т (М347):
- зубцы 1х2 - 0.7 мм;
- длина: общая 70 мм.