

Пинцет Медин-Урал фиксационный склеральный М348Т (М348)

ФСР 2009/04976

для фиксации / склеральный, прямой, длина 70 мм

Медин-Урал ООО, Россия



Характеристики

Назначение	для фиксации / склеральный
Тип	прямой
Длина	70 мм
Высота зуба	0.7 мм

Дополнительные характеристики

- Пинцет фиксационный склеральный М348Т (М348):
- зубцы 1х2 - 0.5 мм;
 - длина общая 70 мм.