

Пинцет Медин-Урал ирис М311.2

ФСР 2009/04976

для удержания медицинской нити, изогнутый / «ирис»,
остроконечный, длина 70 мм

Медин-Урал ООО, Россия



Характеристики

Назначение	для удержания медицинской нити
Тип	изогнутый / «ирис»
Форма	остроконечный
Длина	70 мм
Высота зуба	0.12 мм
Материал	нержавеющая сталь

Дополнительные характеристики

Пинцет Ирис радиусный М311.2:
- зубцы 1х2 - 0.12 мм;
- длина общая 70 мм.