


Пинцет Медин-Урал ирис М349 М349.1 М349.2

ФСР 2009/04976

для удержания медицинской нити, прямой / изогнутый / «ирис», с зубчиками, длина 75 мм

Медин-Урал ООО, Россия



Характеристики

Назначение	для удержания медицинской нити
Тип	прямой / изогнутый / «ирис»
Форма	с зубчиками
Длина	75 мм
Высота зуба	0.065 мм
Материал	нержавеющая сталь

Дополнительные характеристики

Пинцет Ирис М349 М349.1 М349.2:

- удерживает медицинскую нить «десять нулей» на всей длине смыкания рабочих концов - 6 мм min;
- бранши плоские;
- зубцы 1х2 - 0.065 мм;
- ширина бранш 4 мм;
- длина общая 75 мм.