


Пинцет Медин-Урал ирис с рифлением M346.7T M346.8T

ФСР 2009/04976

для радужной оболочки, прямой / изогнутый / «ирис»,
длина 75 мм, с рифлением

Медин-Урал ООО, Россия



Характеристики

Назначение	для радужной оболочки
Тип	прямой / изогнутый / «ирис»
Длина	75 мм
Высота зуба	0.2 мм
Материал	нержавеющая сталь
С рифлением	Да

Дополнительные характеристики

Пинцет Ирис с рифлением деликатный для радужной оболочки M346.7T M346.8T:

- бранши плоские;
- ширина рабочих концов 0.2 мм;
- длина рифления 4 мм;
- ширина бранш 6 мм;
- длина общая 75 мм.