

Пинцет Медин-Урал компрессионный для отслойки М305.3Т

ФСР 2009/04976

компрессионный, изогнутый, длина 73 мм

Медин-Урал ООО, Россия



Характеристики

Назначение	компрессионный
Тип	изогнутый
Длина	73 мм
Высота зуба	0.2 мм

Дополнительные характеристики

- Пинцет компрессионный для отслойки М305.3Т:
- удерживает медицинскую нить «десять нулей» на всей длине смыкания рабочих концов - 5 мм min;
 - зубцы 1х2 - 0.2 мм;
 - длина бранш 10.5 мм;
 - длина общая 73 мм.