

Пинцет Медин-Урал шовный прямой М380Т

ФСР 2009/04976

шовный, прямой, длина 87 мм

Медин-Урал ООО, Россия



Характеристики

Назначение	шовный
Тип	прямой
Длина	87 мм
Высота зуба	0.5 мм
Материал	нержавеющая сталь

Дополнительные характеристики

- Пинцет Раufique шовный прямой М380Т:
- удерживает медицинскую нить "десять нулей" на всей длине смыкания рабочих концов - 6 мм min;
 - бранши плоские;
 - зубцы 1x2 - 0.5 (0.3 / 0.2) мм;
 - ширина бранш 10 мм;
 - длина общая 87 мм.