

Пинцет Медин-Урал склеральный М381Т

ФСР 2009/04976

склеральный, прямой, остроконечный, длина 87 мм

Медин-Урал ООО, Россия



Характеристики

Назначение	склеральный
Тип	прямой
Форма	остроконечный
Длина	87 мм
Высота зуба	0.5 мм

Дополнительные характеристики

- Пинцет Раufique склеральный прямой М381Т:
- удерживает медицинскую нить «десять нулей» на всей длине смыкания рабочих концов - 6 мм min;
 - бранши плоские;
 - зубцы 1х2 - 0.5 мм;
 - ширина бранш 10 мм;
 - длина общая 87 мм.