

Пинцет Медин-Урал роговичный М304 М305 М313

ФСР 2009/04976

роговичный, прямой, длина 73 мм

Медин-Урал ООО, Россия



Характеристики

Назначение	роговичный
Тип	прямой
Длина	73 мм
Высота зуба	0.2 мм

Дополнительные характеристики

ПИНЦЕТ РОГОВИЧНЫЙ
CORNEAL FORCEPS

удерживает медицинскую нить
“десять нулей” на всей длине
смыкания рабочих концов - 5 мм min
бранши плоские

зубцы 1x2 - 0.2 мм
(зубцы 1x2 - 0.12 мм и 0.1 мм
по требованию заказчика)

ширина бранш 10.5 мм
длина общая 73 мм