

Пинцет Медин-Урал роговичный М332 М333 М334

ФСР 2009/04976

роговичный, прямой, длина 80 мм

Медин-Урал ООО, Россия



Характеристики

Назначение	роговичный
Тип	прямой
Длина	80 мм
Высота зуба	0.2 мм

Дополнительные характеристики

Пинцет роговичный М332 М333 М334:

- удерживает медицинскую нить «десять нулей» на всей длине смыкания рабочих концов - 5 мм min;
- бранши плоские;
- зубцы 1х2 - 0.2 мм;
- длина общая 80 мм.