

Пинцет Медин-Урал шовный M302 M303 M326

ФСР 2009/04976

шовный, прямой / изогнутый, остроконечный, длина 98 мм

Медин-Урал ООО, Россия



Характеристики

Назначение	шовный
Тип	прямой / изогнутый
Форма	остроконечный
Длина	98 мм

Дополнительные характеристики

ПИНЦЕТ ШОВНЫЙ
SUTURE FORCEPS

удерживает медицинскую нить
"десять нулей" на всей
длине рабочих площадок - 8 мм min

бранши круглые
ширина концов 0.3 мм
диаметр бранш 6 мм
длина общая 98 мм