

Пинцет Медин-Урал шовный М308 М308.2 М309

ФСР 2009/04976

шовный, прямой / изогнутый, длина 100 мм

Медин-Урал ООО, Россия



Характеристики

Назначение	шовный
Тип	прямой / изогнутый
Длина	100 мм

Дополнительные характеристики

ПИНЦЕТ ШОВНЫЙ
SUTURE FORCEPS

☐ удерживает медицинскую нить
"десять нулей" на всей длине
смыкания рабочих концов - 8 мм min

бранши плоские
ширина концов 0.3 мм
длина бранш 8 мм
длина общая 100 мм