

Пинцет Медин-Урал шовный М314 М315

ФСР 2009/04976

шовный, прямой, длина 100 мм

Медин-Урал ООО, Россия



Характеристики

Назначение	шовный
Тип	прямой
Длина	100 мм

Дополнительные характеристики

Пинцет шовный М314 М315:	
- удерживает медицинскую нить «десять нулей» на всей длине смыкания рабочих концов - 8 мм min;	
- бранши круглые;	
- ширина концов 0.3 мм;	
- диаметр бранш 8 мм;	
- длина общая 100 мм.	