

Пинцет Медин-Урал шовный М330 М330.1 М330.2

ФСР 2009/04976

шовный, прямой / изогнутый, длина 80 мм

Медин-Урал ООО, Россия



Характеристики

Назначение	шовный
Тип	прямой / изогнутый
Длина	80 мм

Дополнительные характеристики

Пинцет шовный М330 М330.1 М330.2:

- удерживает медицинскую нить "десять нулей" на всей длине смыкания рабочих концов - 8 мм min;
- бранши плоские;
- ширина концов 0.3;
- длина общая 80 мм.