

Пинцет Урал-Медин шовный деликатный M342.7T M342.8T M342.9T

ФСР 2009/04976

шовный, прямой, остроконечный, длина 75 мм

Медин-Урал ООО, Россия



Характеристики

Назначение	шовный
Тип	прямой
Форма	остроконечный
Длина	75 мм
Высота зуба	0.25 мм

Дополнительные характеристики

ПИНЦЕТ ШОВНЫЙ ДЕЛИКАТНЫЙ
TYING FORCEPS

□
удерживает медицинскую нить
"десять нулей" на всей длине
смыкания рабочих концов - 6 мм min

бранши плоские
ширина рабочих концов 0.25 мм
ширина бранш 6 мм
длина общая 75 мм