


Пинцет Tissue Forceps 1 2 teeth BD533R-543R

ФСЗ 2009/04103

тканевый, изогнутый / прямой профиль, бранши
зубчатые, 1×2 зубый, длина 115 мм / 130 мм / 145 мм /
160 мм / 180 мм / 200 мм / 250 мм / 300 мм

Aescular AG, Германия



Характеристики

Тип	тканевый
Профиль	изогнутый / прямой
Тип браншей	зубчатые
1×2 зубый	Да
Длина	115 мм / 130 мм / 145 мм / 160 мм / 180 мм / 200 мм / 250 мм / 300 мм