


Пипетка серологическая Promed

ФСЗ 2011/09735

объем 1 / 2 / 5 / 10 / 25 мл, с фильтром, цветовой код
желтый / зеленый / красный / оранжевый / синий,
стерильно

F.L. Medical, Италия



Характеристики

Объем	1 / 2 / 5 / 10 / 25 мл
Наличие фильтра	с фильтром
Цветовой код	желтый / зеленый / красный / оранжевый / синий
Сетрильность	стерильно
Тип упаковки	индивидуальная пластиковая / россыпью
Количество в упаковке	100 / 200 / 250 / 500 шт.

Дополнительные характеристики

Пипетки серологические, одноразовые, изготовлены из кристаллического полистирола. Стерилизованы гамма-излучением. Каждая пипетка имеет в верхней своей части цветной фильтр. Цвет фильтра кодирует соответствующий номинал согласно международным стандартам. Пипетки апиrogenны, не обладают гемолитическим и цитоксическими действиями. Градуировка на пипетки нанесена черной, устойчивой к стиранию краской. Пипетки всех номиналов имеют отрицательную шкалу переполнения, продолжающую основную шкалу. Пипетки номиналом 5, 10 и 25 мл имеют также шкалу для «обратного» дозирования при сливе.

Материал: полистирол.

Упаковка:

- индивидуальная: 27080 - 1 мл 1/100 мл, 27078 - 2 мл 1/50 мл, 27076 - 5 мл 1/10 мл, 27074 - 10 мл 1/10 мл, 27072 - 25 мл 2/10 мл;
- россыпью (25 шт. в упаковке): 27072 - 1 мл 1/100 мл, 27057 - 2 мл 1/50 мл, 27058 - 5 мл 1/10 мл, 27060 - 10 мл 1/10 мл, 27070 - 25 мл 2/10 мл.