

Биопсийный пистолет Sterylab FAST-GUN

РЗН 2017/5967

многоразовый, срез 10 мм / 20 мм, вес 240 г / 290 г

STERYLAB s.r.l., Италия



Характеристики

Тип	многоразовый
Срез	10 мм / 20 мм
Вес	240 г / 290 г

Дополнительные характеристики

Биопсийный пистолет FAST-GUN - многоразовая автоматическая биопсийная система, предназначенная для проведения гильотинной (режущей) биопсии мягких тканей. Делает моментальный **«выстрел» в две стадии**, что позволяет получить образец ткани, сохранивший свою структуру, а процедуру биопсии взятия тканей наименее травматичной.

Модификации:

- FAST-GUN STANDART - для применения в урологии - вес 290 г, длина 177 мм.
- FAST-GUN LIGHT- для применения в радиологии / сенологии - вес 240 гр, длина 162 мм.

Материал пистолета: полностью изготовлен из легких сплавов.

Иглы: используется с одноразовыми иглами для биопсии FAST-CUT. Поставляется в комплекте с иглой FAST-CUT.

Характеристики:

- Выбор глубины биопсии: 10 или 20 мм.
- Простая стерилизация обычными методами.
- Не нужно снимать с предохранителя при каждом ходе поршня.