

Биопсийный пистолет Geotek EstaCore одноразовый

РЗН 2018/7905

одноразовый, срез 22 мм

Geotek Medikal, Турция



Характеристики

Тип	одноразовый
Срез	22 мм

Дополнительные характеристики

Биопсийный пистолет EstaCore - одноразовая автоматическая биопсийная игла гильотинного типа, используемая для гистологических исследований и забора образцов материала из мягких тканей и органов.

Характеристики:

- Проникновение на глубину 22 мм, длина среза 17 мм.
- Эргономичный дизайн и малый вес.
- Полая игла **с метками глубины** введения.
- Два пусковых устройства на выбор.
- Быстрый и эффективный забор высококачественных образцов.
- Отдельно поставляются коаксиальные иглы.
- Удобное взведение спускового механизма в два этапа одной рукой.
- **Эхогенный** атравматический **наконечник**.
- Срок стерилизации - 5 лет.

Размеры иглы:

Кат. №	Диаметр G	Длина см	Длина коакс. иглы, см	Кат. № коакс. иглы
GEC1410	14	10	5,5	GEC1410-X
GEC1415	14	15	10,5	GEC1415-X
GEC1420	14	20	15,5	GEC1420-X
GEC1610	16	10	5,5	GEC1610-X
GEC1615	16	15	10,5	GEC1615-X
GEC1620	16	20	15,5	GEC1620-X
GEC1810	18	10	5,5	GEC1810-X
GEC1815	18	15	10,5	GEC1815-X
GEC1820	18	20	15,5	GEC1820-X
GEC1825	18	25		
GEC1830	18	30		
GEC2010	20	10	5,5	GEC2010-X
GEC2015	20	15	10,5	GEC2015-X
GEC2020	20	20	15,5	GEC2020-X