


Держатель шприца Sterylab PAC / PAC-UF для аспирационной биопсии

РЗН 2017/5967

многоразовый, шприц 10 мл / 20 мл / 30 мл

STERYLAB s.r.l., Италия



Характеристики

Тип	многоразовый
Шприц	10 мл / 20 мл / 30 мл

Дополнительные характеристики

Держатель шприца Sterylab PAC - механический многоразовый держатель шприца для аспирационной биопсии. Предназначена для проведения процедуры аспирационного забора цитологических и гистологических образцов мягких тканей (молочная железа, предстательная железа, щитовидная железа, легкие, печень, почки, простата, селезенка, узлы лимфы и др.) одной рукой.

Варианты исполнения:

- **Модель PAC** изготовлена из **пластмассы** и легких металлических сплавов. Выпускается в трех модификациях - для шприцов объемом 10 мл, 20 мл или 30 мл.
- **Модель PAC-UF** полностью сделана из безупречной **стали** и легких металлических сплавов со специальной поверхностной обработкой, чтобы увеличить сопротивление даже наиболее коррозионным дезинфицирующим растворам. Оборудована шарнирным зажимом-фиксатором для вариативного использования со шприцами на 10 мл и 20 мл.

Особенности:

- цитологический отбор проб и опорожнение цистиса **одной рукой**;
- два варианта исполнения;
- противоскользящее поверхностное покрытие;
- кейс для хранения и транспортировки.

Упаковка: поставляется в пластиковом кейсе для хранения и транспортировки.