

Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая (агар Клиглера-ГРМ)

ФСР 2007/00968

агар, Клиглера-Хайна, для бактериологических исследований в санитарной и клинической микробиологии с целью идентификации энтеробактерий по их способности ферментировать лактозу, глюкозу, образовывать газ и сероводород, флакон, 250 г

ГНЦ ПМБ Оболенск, Россия



Характеристики

Тип	агар
Вид	Клиглера-Хайна
Назначение	для бактериологических исследований в санитарной и клинической микробиологии с целью идентификации энтеробактерий по их способности ферментировать лактозу, глюкозу, образовывать газ и сероводород
Упаковка	флакон
Фасовка	250 г

Дополнительные характеристики

Компонентный состав: панкреатический гидролизат рыбной муки с тиосульфатом натрия, дрожжевой экстракт, лактоза, натрий хлористый, глюкоза, железа сульфат, железа окисного цитрат, феноловый красный, натрий сернистоокислый, натрий углекислый, агар.