

Питательная среда для первичной идентификации энтеробактерий сухая (Железо-глюкозо-лактозный агар с мочевиной)

ФСР 2011/10006

агар, железо-глюкозо-лактозный, для первичной идентификации микроорганизмов по их способности утилизировать мочевины, ферментировать глюкозу, лактозу, образовывать газ и сероводород, флакон, 250 г



ГНЦ ПМБ Оболенск, Россия

Характеристики

Тип	агар
Вид	железо-глюкозо-лактозный
Назначение	для первичной идентификации микроорганизмов по их способности утилизировать мочевины, ферментировать глюкозу, лактозу, образовывать газ и сероводород
Упаковка	флакон
Фасовка	250 г

Дополнительные характеристики

Компонентный состав: панкреатический гидролизат рыбной муки с тиосульфатом натрия, лактоза, глюкоза, натрия фосфат двузамещенный, калия фосфат однозамещенный, натрий хлористый, железа окисного цитрат, феноловый красный, мочевины, натрий углекислый, агар