

Питательная среда для выделения энтеробактерий сухая (агар Эндо-ГРМ)

ФСР 2007/00375

агар, Эндо, для выделения энтеробактерий из исследуемого материала и их дифференциации по признаку ферментации лактозы, флакон, 250 г

ГНЦ ПМБ Оболенск, Россия



Характеристики

Тип	агар
Вид	Эндо
Назначение	для выделения энтеробактерий из исследуемого материала и их дифференциации по признаку ферментации лактозы
Упаковка	флакон
Фасовка	250 г

Дополнительные характеристики

Компонентный состав: гидролизат рыбной муки, дрожжевой экстракт, натрий хлористый, натрий сернистоокислый, натрий фосфорнокислый двузамещенный, лактоза, фуксин основной, агар.