

Питательная среда для выделения и дифференциации E.coliO157:H7 и других энтеробактерий по признаку ферментации сорбита сухая (Сорбитол E.coli O157:H7 агар)

ФСР 2007/00970

агар, Сорбитол, для бактериологических исследований в санитарной и клинической микробиологии с целью выделения и дифференциации E.coli O157:H7 при диагностике инфекционных заболеваний, флакон, 250 г



ГНЦ ПМБ Оболенск, Россия

Характеристики

Тип	агар
Вид	Сорбитол
Назначение	для бактериологических исследований в санитарной и клинической микробиологии с целью выделения и дифференциации E.coli O157:H7 при диагностике инфекционных заболеваний
Упаковка	флакон
Фасовка	250 г

Дополнительные характеристики

Компонентный состав: панкреатический гидролизат рыбной муки, дрожжевой экстракт, натрий хлористый, сорбит, натрий сернистокислый, натрий фосфорнокислый двузамещенный, фуксин основной, агар.