

Питательная среда для выделения сальмонелл сухая (Висмут-сульфит-ГРМ агар)

ФСР 2008/03237

агар, Висмут-сульфитный, для бактериологических исследований в клинической и санитарной микробиологии с целью выделения сальмонелл из исследуемого материала, флакон, 250 г

ГНЦ ПМБ Оболенск, Россия



Характеристики

Тип	агар
Вид	Висмут-сульфитный
Назначение	для бактериологических исследований в клинической и санитарной микробиологии с целью выделения сальмонелл из исследуемого материала
Упаковка	флакон
Фасовка	250 г

Дополнительные характеристики

Компонентный состав: гидролизат рыбной муки, дрожжевой экстракт, глюкоза, натрий хлористый, натрий фосфорнокислый двузамещенный, натрий сернистокислый, натрий углекислый, железо сернокислое, бриллиантовый зеленый, висмут лимоннокислый, агар.