


Питательный агар для определения микробного числа на чашках
Plate Count Agar

ФСЗ 2009/03706

агар, питательный, для подсчета на чашках
микроорганизмов в пищевых продуктах, воде и стоках,
флаконы, 5×100 мл / 5×500 мл

HiMedia Laboratories Pvt. Limited, Индия



Характеристики

Тип	агар
Вид	питательный
Назначение	для подсчета на чашках микроорганизмов в пищевых продуктах, воде и стоках
Упаковка	флаконы
Фасовка	5×100 мл / 5×500 мл

Дополнительные характеристики

Среда для подсчета на чашках микроорганизмов в пищевых продуктах, воде и стоках. Рекомендована Международным комитетом по стандартизации.