


Питательный бульон для культивирования микроорганизмов сухой (ГРМ-бульон)

ФСР 2007/00002

бульон, ГРМ, для культивирования различных микроорганизмов, таких как: энтеробактерии, синегнойная палочка стафилококки, а также для проведения исследований в санитарной и клинической микробиологии, флакон, 250 г

ГНЦ ПМБ Оболенск, Россия



Характеристики

Тип	бульон
Вид	ГРМ
Назначение	для культивирования различных микроорганизмов, таких как: энтеробактерии, синегнойная палочка стафилококки, а также для проведения исследований в санитарной и клинической микробиологии
Упаковка	флакон
Фасовка	250 г

Дополнительные характеристики

Компонентный состав: панкреатический гидролизат рыбной муки, пептон ферментативный, натрий хлористый.