

Питательный бульон для накопления сальмонелл по Раппапорту-Вассилиадису сухой (RVS-бульон)

ФСР 2010/09163

бульон, питательный / по Раппапорту-Вассилиадису, для селективного накопления сальмонелл при проведении бактериологических исследований в клинической и санитарной микробиологии, флакон, 250 г

ГНЦ ПМБ Оболенск, Россия



Характеристики

Тип	бульон
Вид	питательный / по Раппапорту-Вассилиадису
Назначение	для селективного накопления сальмонелл при проведении бактериологических исследований в клинической и санитарной микробиологии
Упаковка	флакон
Фасовка	250 г

Дополнительные характеристики

Компонентный состав: соевый пептон, панкреатический гидролизат рыбной муки, магний хлористый безводный, натрий хлористый, калий фосфорнокислый, однозамещенный, малахитовый зеленый, натрий углекислый.