

Планшет культуральный Sarstedt 96-луночный

96-луночный, дно плоское / V-образное / U-образное, форма лунки круглая, площадь роста 0.29 см², объем лунки до 0.31 мл

Sarstedt AG & Co., Германия



Характеристики

Количество лунок	96-луночный
Форма дна	плоское / V-образное / U-образное
Форма лунки	круглая
Площадь роста	0.29 см²
Объем лунки	до 0.31 мл

Описание

Планшеты культуральные Sarstedt 96-луночные изготавливаются из высококачественного прозрачного полистирола и отличаются ровными лунками и очень ровным дном. Высокопрозрачное дно подходит для микроскопических исследований снизу.

Отличительные признаки культуральных планшетов Sarstedt:

- Наружные размеры соответствуют стандарту ANSI/SLAS.
- На каждый планшет нанесен цветовой код, номер партии и срок годности.
- Удобные боковые решетки в основании облегчают захват всего планшета.
- В крышке встроены вентиляционные выступы и конденсационные кольца.

Артикул	Цветовой код	Дно	Площадь роста	Объем	В блистере / коробке
83.3924	Красный	Плоское	0.29 см ²	0.2 мл	1 / 50 шт.
83.3924.005	Красный	Плоское	0.29 см ²	0.2 мл	5 / 100 шт.
83.3925	Красный	U-образное	-	до 0.31 мл	1 / 50 шт.
83.3926	Красный	V-образное	-	до 0.29 мл	1 / 50 шт.
83.3924.300	Желтый	Плоское	0.29 см ²	0.2 мл	1 / 50 шт.
83.3924.500	Зеленый	Плоское	0.29 см ²	0.2 мл	1 / 50 шт.
83.3925.500	Зеленый	U-образное	-	до 0.31 мл	1 / 50 шт.
83.3926.500	Зеленый	V-образное	-	до 0.29 мл	1 / 50 шт.

Цветовой код:

- **Красный** – для адгезивных клеток
- **Желтый** – для чувствительных адгезивных клеток
- **Зеленый** – для клеток суспензионных культур