

Пластиковый контейнер с крышкой для создания атмосферы GENbox Jar 2.5/7 L

ФС № 2006/1 177

контейнер, объем 2.5 л / 7.0 л, многоразовый

BioMérieux, Франция



Характеристики

Вид	контейнер
Объем контейнера	2.5 л / 7.0 л
Многоразовый	Да

Дополнительные характеристики

Описание:

Контейнеры применяются для создания специальной атмосферы для культивирования микроорганизмов с применением API –стрипов для биохимической индентификации или чашек Петри с плотными средами. Атмосферу создают газогенераторные пакеты, закрытые в контейнере вместе с объектом культивирования. Поместите засеянные чашки и газогенераторный пакет в контейнер. Для контейнера GENbox 2.5 л необходим один генератор, при этом можно одновременно инкубировать не более 12 чашек диаметром 90 мм. Для контейнера GENbox 7.0 л необходимо три генератора, при этом можно одновременно инкубировать не более 42 чашек диаметром 90 мм. Примечание: Рекомендуется использовать вентилируемые чашки (с неплотно прилегающей крышкой).