


Пластина полная ConvaTec Stomahesive

РЗН 2017/5483

калоприемник, двухкомпонентный, пластина,
взрослый / детский, телесный, диаметр фланца: 32 /
38 / 45 / 57 / 70 / 100 мм, адгезив

ConvaTec Limited, Великобритания



Характеристики

Вид	калоприемник
Тип конструкции	двухкомпонентный
Компонент двухкомпонентного устройства	пластина
Возрастная группа	взрослый / детский
Цвет	телесный
Диаметр фланца	32 / 38 / 45 / 57 / 70 / 100 мм
Адгезив	Да

Дополнительные характеристики

Пластина полная ConvaTech Stomahesive - пластина для двухкомпонентного калоприемника.

Особенности пластины:

- адгезив обладает ранозаживляющими свойствами, надежно защищает кожу, предотвращает возникновение опрелостей и раздражений;
- диаметр фланца: 32 мм, 38 мм, 45 мм, 57 мм, 70 мм, 100 мм;
- для формирования отверстия для стомы достаточно только пальцев;
- пластина адаптируется к рельефу кожи и к фигуре, поэтому она практически не заметна под одеждой.