

Пластина стомийная Чистомед ПА

РЗН 2019/8607

калоприемник, двухкомпонентный, пластина,
взрослый, телесный, диаметр вырезаемого отверстия
38 мм, 45 мм, 57 мм, 70 мм, 100 мм, адгезив

Чистомед ООО, Беларусь



Характеристики

Вид	калоприемник
Тип конструкции	двухкомпонентный
Компонент двухкомпонентного устройства	пластина
Возрастная группа	взрослый
Цвет	телесный
Диаметр вырезаемого отверстия, мм	38 мм, 45 мм, 57 мм, 70 мм, 100 мм
Адгезив	Да

Дополнительные характеристики

Пластина адгезивная ПА - продукция Чистомед для калоприемника двухкомпонентного.
Варианты исполнения: ПА38 , ПА45, ПА57, ПА70, ПА100.

- Особенности пластины для калоприемника:
- адгезив;
 - соединительный фланец;
 - диаметр вырезаемого отверстия: 38 мм, 45 мм, 57 мм, 70 мм, 100 мм.