

Пластырь фиксирующий Medrull Sensitive

ФСЗ 2011/10189

катушка, фиксирующий, для катетеров, нестерильный,
основа нетканая, 1.25×500 см / 2.5×500 см

Forans Eesti AS, Эстония



Характеристики

Исполнение	катушка
Тип	фиксирующий
Для катетеров	Да
Вид	нестерильный
Основа	нетканая
Размер	1.25×500 см / 2.5×500 см

Описание

Medrull Sensitive – фиксирующий пластырь для повязок и катетеров, изготовленный из нетканого материала. Обеспечивает надёжную фиксацию, подходит для нормальной и чувствительной кожи.

Не требует ножниц, легко разрывается руками. После снятия не оставляет следов на коже.

Размеры: 1.25×500 см / 2.5×500 см.