

Пластырь фиксирующий Medrull Silk

ФСЗ 2011/10189

катушка, фиксирующий, для катетеров, нестерильный,
основа шелковая, 1.25×500 см / 2.5×500 см

Forans Eesti AS, Эстония



Характеристики

Исполнение	катушка
Тип	фиксирующий
Для катетеров	Да
Вид	нестерильный
Основа	шелковая
Размер	1.25×500 см / 2.5×500 см

Описание

Medrull Silk – фиксирующий пластырь на прочной шёлковой основе. Обеспечивает надёжную фиксацию повязок и катетеров.

Подходит для нормальной и чувствительной кожи. Не требует ножниц, легко разрывается руками.

Размеры: 1.25×500 см / 2.5×500 см.