

Пластырь фиксирующий 3М Micropore белый (Микропор)

ФСЗ 2009/04989

липкий бинт, хирургический, нестерильный, основа
нетканая, 1.25 см / 2.5 см / 5 см × 9.1 м,
паропроницаемый, гипоаллергенный

3M Health Care, США



Характеристики

Исполнение	липкий бинт
Тип	хирургический
Вид	нестерильный
Основа	нетканая
Размер	1.25 см / 2.5 см / 5 см × 9.1 м
Паропроницаемый	Да
Гипоаллергенный	Да

Описание

Основа: нетканая вискоза.
Адгезив: безвредный для кожи полиакрилат.
Степень адгезии: хорошая (к сухой коже), высокая (к влажной коже), хорошая долговременная адгезия (после 48 часов).
Цвет: бежевый, белый.

Размеры:
- 1.25 см × 9.1 м
- 2.5 см × 9.1 м
- 5.0 см × 9.1 м

Преимущества:
- очень деликатный пластырь
- сохранение отличного уровня фиксации на вспотевшей коже
- гипоаллергенный
- мягкий, пористый, воздухопроницаемый
- хорошо фиксируется в областях с волосатым покровом (брови, усы и т. д.)
- при снятии не удаляет волосы
- легко отлипает от перчаток
- не оставляет следов клея на коже после удаления

- легко отрывается без использования ножниц
- повторяет контуры тел

Рекомендуемая область применения:

- плотно прилегающие и покрывающие простые и необъемные повязки;
- повязки на нежной коже, включая повязки на лице, неоднократное наложение повязок, покрытия / повязки на глазах, использование в педиатрии и неонатологии;
- закрепление устройств при выводе стом (калоприемников).