

Пластырь-повязка INT Oper cat

ФСЗ 2011/09607

повязка, хирургический, для катетеров, стерильный, основа пленочная, 8×7.5 см / 16×5 см, паропроницаемый, гипоаллергенный, в упаковке 25 шт.

Iberhospitex, S.A., Испания



Характеристики

Исполнение	повязка
Тип	хирургический
Для катетеров	Да
Вид	стерильный
Основа	пленочная
Размер	8×7.5 см / 16×5 см
Паропроницаемый	Да
Гипоаллергенный	Да
Количество в упаковке	25 шт.

Описание

Основа: пленочная полиуретановая.

Предназначен для: защиты постоянных, долгосрочных или временных катетеров, мест гепаринизации.