


Пластырь-повязка ИТ Oper dres film

ФСЗ 2011/09607

повязка, хирургический, стерильный, основа пленочная, 7.2×5 см / 9×5 см / 9×10 см / 9×15 см / 9×20 см / 9×25 см / 9×30 см / 9×35 см, паропроницаемый, гипоаллергенный, в упаковке 50 шт.

Iberhospitex, S.A., Испания



Характеристики

Исполнение	повязка
Тип	хирургический
Вид	стерильный
Основа	пленочная
Размер	7.2×5 см / 9×5 см / 9×10 см / 9×15 см / 9×20 см / 9×25 см / 9×30 см / 9×35 см
Паропроницаемый	Да
Гипоаллергенный	Да
Количество в упаковке	50 шт.

Описание

Предназначена для закрытия поверхностных и хирургических ран, ожогов первой степени и ран с умеренной экссудацией.