

Пластырь-повязка ИНТ Oper dres

ФСЗ 2011/09607

повязка, хирургический, стерильный, основа нетканая,
7.2×5 см / 9×5 см / 9×10 см / 9×15 см / 9×20 см / 9×25
см / 9×30 см / 9×35 см, паропроницаемый,
гипоаллергенный, в упаковке 100 шт.



Iberhospitex, S.A., Испания

Характеристики

Исполнение	повязка
Тип	хирургический
Вид	стерильный
Основа	нетканая
Размер	7.2×5 см / 9×5 см / 9×10 см / 9×15 см / 9×20 см / 9×25 см / 9×30 см / 9×35 см
Паропроницаемый	Да
Гипоаллергенный	Да
Количество в упаковке	100 шт.

Описание

Предназначена для перевязки хирургических ран с умеренной экссудацией, а также для стерильного ухода за незначительными повреждениями кожи.