

Пластырь-повязка INT Oper easy IV strip

ФСЗ 2011/09607

повязка, хирургический, для катетеров, стерильный, основа пленочная, 7.2×5 см / 9×7 см, водостойкий, паропроницаемый, гипоаллергенный, в упаковке 100 шт.

Iberhospitex, S.A., Испания



Характеристики

Исполнение	повязка
Тип	хирургический
Для катетеров	Да
Вид	стерильный
Основа	пленочная
Размер	7.2×5 см / 9×7 см
Водостойкий	Да
Паропроницаемый	Да
Гипоаллергенный	Да
Количество в упаковке	100 шт.

Описание

Предназначен для обеспечения безопасности и защиты периферических внутривенных канюль и катетров, а также для защиты места введения.
Наличие фиксирующих полосок, способствующих избеганию случайного удаления внутривенной канюли и/или катетров, повышает безопасность применения пластырей.