

Пластырь-повязка INT Oper easy

ФСЗ 2011/09607

повязка, хирургический, стерильный, основа пленочная, 7.2×5 см / 9×12 см / 9×15 см, водостойкий, паропроницаемый, гипоаллергенный, в упаковке 100 шт.

Iberhospitex, S.A., Испания



Характеристики

Исполнение	повязка
Тип	хирургический
Вид	стерильный
Основа	пленочная
Размер	7.2×5 см / 9×12 см / 9×15 см
Водостойкий	Да
Паропроницаемый	Да
Гипоаллергенный	Да
Количество в упаковке	100 шт.

Описание

Основа: пленочная полиуретановая.

Предназначен для: защиты поверхностных ран, послеоперационных, небольших резаных, резекционных ран, рваных ран, ссадин и ожогов первой степени, слегка мокнущих ран, гипертрофических и келоидных рубцов, участков с пересаженной кожей.

Может использоваться в качестве вторичного перевязочного материала, для защиты операционного поля, для фиксации первтчных повязок, защиты места введения периферических или центральных внутрисосудистых катетеров, а также для фиксации катетеров, трубок или медицинских устройств.