

Пластырь медицинский Oper film surgical 24 27 (40 27) см

ФСЗ 2011/09607

материал полиуретан, воздухопроницаемое,
стерильно, длина АЧ 24 см, ширина АЧ 27 см,
размеры 40×27 см, в упаковке 20 шт.



Iberhospitex, S.A., Испания

Характеристики

Материал	полиуретан
Воздухопроницаемость	Да
Стерильно	Да
Длина адгезивной части	24 см
Ширина адгезивной части	27 см
Размеры покрытия	40×27 см
Количество в упаковке	20 шт.

Дополнительные характеристики

Предназначен для покрытия операционного поля при всех видах операционных вмешательств.