

Пластырь медицинский Oper film surgical 24 40 (40 40) см

ФСЗ 2011/09607

материал полиуретан, воздухопроницаемое, стерильно, длина АЧ 24 см, ширина АЧ 40 см, размеры 40×40 см, в упаковке 20 шт.



Iberhospitex, S.A., Испания

Характеристики

Материал	полиуретан
Воздухопроницаемость	Да
Стерильно	Да
Длина адгезивной части	24 см
Ширина адгезивной части	40 см
Размеры покрытия	40×40 см
Количество в упаковке	20 шт.

Дополнительные характеристики

Предназначен для покрытия операционного поля при всех видах операционных вмешательств.