

Пластырь медицинский Oper film surgical 34 40 (50 40) см

ФСЗ 2011/09607

материал полиуретан, воздухопроницаемое,
стерильно, длина АЧ 34 см, ширина АЧ 40 см,
размеры 50×40 см, в упаковке 15 шт.



Iberhospitex, S.A., Испания

Характеристики

Материал	полиуретан
Воздухопроницаемость	Да
Стерильно	Да
Длина адгезивной части	34 см
Ширина адгезивной части	40 см
Размеры покрытия	50×40 см
Количество в упаковке	15 шт.

Дополнительные характеристики

Предназначен для покрытия операционного поля при всех видах операционных вмешательств.