

Пластырь медицинский Oper film surgical 53 80 (68 80) см

ФСЗ 2011/09607

материал полиуретан, воздухопроницаемое,
стерильно, длина АЧ 53 см, ширина АЧ 80 см,
размеры 68×80 см, в упаковке 10 шт.



Iberhospitex, S.A., Испания

Характеристики

Материал	полиуретан
Воздухопроницаемость	Да
Стерильно	Да
Длина адгезивной части	53 см
Ширина адгезивной части	80 см
Размеры покрытия	68×80 см
Количество в упаковке	10 шт.

Дополнительные характеристики

Предназначен для покрытия операционного поля при всех видах операционных вмешательств.