

Пластыри бактерицидные ИТ Oper plast strip

ФСЗ 2011/09607

пластырь, бактерицидный, нестерильный, основа нетканая, 72 мм × 19 мм, водостойкий, паропроницаемый, гипоаллергенный, в упаковке 30 шт.

Iberhospitex, S.A., Испания



Характеристики

Исполнение	пластырь
Тип	бактерицидный
Вид	нестерильный
Основа	нетканая
Размер	72 мм × 19 мм
Водостойкий	Да
Паропроницаемый	Да
Гипоаллергенный	Да
Количество в упаковке	30 шт.

Описание

Для ухода и защиты небольших порезов и ссадин, защиты места инъекции, защиты от загрязнения.