

Пластырь-полоски IHT Oper strip

ФСЗ 2011/09607

пластырь, для бесшовного сведения ран, стерильный,
основа нетканая, 3×75 мм / 6×38 мм / 6×75 мм / 6×100
мм / 12×100 мм / 25×125 мм, водостойкий,
паропроницаемый, гипоаллергенный

Iberhospitex, S.A., Испания



Характеристики

Исполнение	пластырь
Тип	для бесшовного сведения ран
Вид	стерильный
Основа	нетканая
Размер	3×75 мм / 6×38 мм / 6×75 мм / 6×100 мм / 12×100 мм / 25×125 мм
Водостойкий	Да
Паропроницаемый	Да
Гипоаллергенный	Да

Описание

Для укрепления хирургических швов или как замена традиционным хирургическим швам при неглубоких резаных ранах и после раннего снятия швов.

Размеры:

- 3×75 мм
- 6×38 мм
- 6×75 мм
- 6×100 мм
- 12×100 мм
- 25×125 мм